

FAUTEUIL DE PLAGE PMR

Référence : 18199

RESUME

Le fauteuil de plage PMR est idéal pour les personnes à mobilité réduite. Il permet de circuler facilement sur le sable, garantissant ensuite une mise à l'eau et une baignade sans le moindre risque.

Entièrement ergonomique avec des formes arrondies, il assure un confort optimal.

Sa structure est fabriquée en aluminium renforcé garantissant une excellente résistance à l'environnement marin. L'assise est conçue en tissu anallergique, elle épouse les formes du corps tout en laissant l'eau et le sable s'évacuer naturellement.

Le poids maximum supporté est de 130 kg.

Les points forts :

- Robuste
- Garantie 2 ans
- Montage facile
- Confortable
- Fabrication française

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le fauteuil de plage PMR ?

Le fauteuil de plage PMR est très pratique car il a deux usages, il sert à se déplacer sur la plage et à se baigner.

Il dispose de trois roues basse pression permettant de rouler facilement sur le sable sans s'enfoncer. Une fois dans l'eau, les flotteurs permettent de rester bien à la surface en toute sécurité.

Pour utiliser ce fauteuil, il faut obligatoirement être aidé par un accompagnateur. Le fauteuil est équipé d'une barre avec une poignée très facile à tirer. Nous conseillons également d'équiper les utilisateurs d'un gilet de sauvetage dans l'eau.

Le fonctionnement est automatique, dès qu'il entre dans l'eau, les flotteurs se bloquent pour assurer une sécurité totale. Les roues et les flotteurs sont de couleur jaune vif afin de faciliter le repérage.

Le fauteuil est livré presque entièrement monté.

Monter la roue avant : pour cela il faut fixer la barre de dossier rembourrée, le support rembourré et la barre de liaison à roulettes au châssis avec des goupilles de fixation.

Monter les roues arrière : pour cela vous devez mettre en place les roues de chaque côté de l'axe et les verrouiller avec un clip roue.

Monter le dossier : celui-ci doit être relevé et fixé à l'aide d'une vis papillon avec une tête noire sous le flotteur.

Pour finir l'installation, nous vous recommandons de vérifier que le dossier est bien relevé et verrouillé par la vis papillon. Il faut ensuite être sûr que le bol flotteur présent à l'avant du fauteuil de plage PMR est correctement monté et que les vis sont bien serrées.

Vous devez également vous assurer que la roue avant est fixée entre les deux bagues noires et que le clip est verrouillé. Puis,

que les roues arrière soient bien retenues par leurs clips.

Son entretien est très facile, il suffit de la rincer à l'eau claire après chaque baignade pour retirer le sel. De plus, les roues peuvent être gonflées ou dégonflées avec une pompe à vélo.

Les roues du fauteuil de plage PMR ne sont pas adaptées pour rouler sur des éléments tranchants. Si cela endommage une roue (entailles), vous pouvez la réparer avec de la colle de cyanoacrylate.

Enfin, notre fauteuil dispose d'une garantie de 2 ans.

Découvrez notre gamme complète de [mise à l'eau pour PMR](#) comprenant notre [fauteuil PMR économique](#) et notre [déambulateur pour la plage](#).

Nous proposons également du [matériel pour PMR](#) comme le [passe câble PMR 2 canaux](#).

Quelles sont les normes d'accessibilité pour le fauteuil de baignade pour handicapé ?

Les plages et les lacs doivent être accessibles à tous, tout comme les piscines publiques.

Pour respecter la loi du 11 février 2005 sur le handicap, ces espaces doivent proposer du matériel adapté.

Le fauteuil de baignade pour handicapé répond parfaitement à ce besoin. De plus, c'est un équipement très utile pour les communes qui souhaitent obtenir le label HandiPlage, qui est une certification qui récompense les plages bien aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques du fauteuil de plage pour PMR

Dimensions :

- Hauteur du siège : 45 cm
- Hauteur du dossier : 90 cm
- Longueur : 220 cm
- Largeur totale : 107 cm
- Largeur du siège : 50 cm

Matériaux :

- Roues : pneumatique en caoutchouc
- Châssis : aluminium et inox
- Sellerie : filet tissé en nylon anallergique
- Accoudoirs : flotteur monobloc, roto-moulé

Couleurs : bleu et jaune

Poids : 31 kg

Poids supporté : 130 kg