

FAUTEUIL DE DOUCHE ROULANT PLIANT

Référence : 13192

RESUME

Découvrez la chaise de douche pliante pour PMR, idéale pour les espaces les plus petits, celle-ci se replie, facilitant son rangement.

Pratique et confortable, elle offre une structure en aluminium anodisé de 9,9 kg. Pour le confort, une mousse souple recouvre le dossier, l'assise et les accoudoirs.

Pour les personnes souffrant d'incontinence, cette chaise dispose d'un seau amovible par l'avant ou l'arrière. Elle est par ailleurs dotée de 2 roues arrière diamètre 30 cm et 2 roues et de 2 roulettes avec freins à l'avant.

Dimensions hors tout : L. 61 x P. 75 x H. 95 centimètres.

Retrouvez ici la sélection d'[équipement Ehpad](#) !

Les points forts :

- Équipé de relève pieds relevables
- Barre de poussée
- Pliable
- Poids max 125 kg

DESCRIPTION

Découvrez le fauteuil de douche roulant pliant

Véritable atout pour le personnel soignant, cette chaise permet de réaliser la toilette d'un patient tout en lui permettant de répondre à ses besoins grâce à son assise percée et son seau amovible par l'avant ou l'arrière.

Cette chaise de douche percée à roulettes offre tout le confort pour le patient :

Des dimensions confortables

Avec ses dimensions, le patient dispose de la place nécessaire pour se sentir à l'aise. Voici les dimensions du fauteuil :

- Dimensions hors-tout : L. 61 x P. 75 (93,5 avec repose-pieds déplié) x H. 95 cm
- Dimensions assise : L. 43 x P. 43 x H. 52 cm
- Dimensions plié : L. 61 x P. 40 x H. 95 cm
- Largeur entre les accoudoirs : 49 cm

Des matériaux de qualité

Sa structure en aluminium anodisé offre au fauteuil PMR une grande résistance, notamment face à humidité. Il est en effet plus résistant face à la corrosion par rapport à un aluminium standard.

De plus, il confère un avantage pour le personnel soignant, puisqu'il est léger et ne pèse que 9,9 kg.

Pour un confort optimal, l'assise, le dossier et les accoudoirs sont recouverts d'une mousse souple. L'assise ouverte en U, elle, dispose d'une galette de confort en mousse supplémentaire.

Une utilisation simplifiée pour le personnel

Afin de faciliter les transferts, la chaise de douche PMR est équipée de repose-pieds relevables. Une barre de poussée est également présente, vous permettant de pousser plus

facilement les patients.

Équipé de 2 roues arrière diamètre 30 centimètres et de 2 roulettes avant avec freins, le fauteuil de douche offre une grande maniabilité.

Vous pourriez aussi être intéressé par la [barre d'appui PMR WC](#) et le [strapontin escamotable PMR](#).

Pour l'accès au piscine, nous vous proposons l'[élévateur de piscine mobile pour PMR en acier inoxydable](#).

Installation de la chaise de douche percée à roulettes

Pour l'installation de votre chaise de douche PMR percée, voici le matériel qui vous sera livré :

- Châssis
- Coussin de dossier
- Coussin d'assise
- Repose-pieds
- Roues arrière 12 pouces (x2)
- Roues avant freinées 4 pouces (x2)
- Seau + couvercle
- Molette (x2)
- Clips (x2)

Voici les étapes d'installation :

1. Ouvrez le cadre et installez les roues arrière
2. Insérez la petite rondelle dans la molette, ajustez la molette pour fixer fermement la roue arrière au cadre
3. Ouvrez le cadre principal lorsque les roues arrière sont installées
4. Insérez le clip des deux côtés de la chaise
5. Placez le repose-pieds sur le trou métallique du cadre
6. Placez l'écrou, et serrez-le avec la clé allen
7. Placez le seau sur le cadre et fixez l'assise à la barre de

niveau arrière

Consultez le [blog pour les sanitaires PMR](#) pour davantage de conseils d'installation.

Caractéristiques du fauteuil de douche roulant pliant

Matériaux :

- Structure : aluminium anodisé
- Assise, dossier, accoudoirs : mousse souple

Dimensions :

- Dimensions hors-tout : L. 61 x P. 75 (93,5 avec repose-pieds déplié) x H. 95 cm
- Dimensions assise : L. 43 x p. 43 x H. 52 cm
- Dimensions plié : L. 61 x P. 40 x H. 95 cm
- Largeur entre les accoudoirs : 49 cm

Couleur :

- Structure : aluminium
- Mousse : bleue

Poids : 9,9 kg

Poids maximum autorisé : 125 kg

Adaptez vos baignoires aux normes PMR grâce à notre sélection d'équipements spécialisés avec l'[appui baignoire antidérapant](#), le [marche pied avec barre d'appui](#) ou la [barre de baignoire droite haute](#).