

CHAISE DE DOUCHE PERCÉE Référence : 13207

RESUME

Placez la chaise de douche PMR dans les douches des patients en Ehpad, hôpitaux ou maison de repos, pour leur permettre de prendre leur douche confortablement et en toute sécurité.

Ses dimensions sont :

- Dimensions de l'assise : L. 48,5 x l. 33 x H. 35 à 53 cm
- Encombrement au sol : L. 43 x l. 44 à 49,5 cm

Son assise, munie de trous d'écoulement, permet d'éviter la stagnation d'eau.

Pour la sécurité, sa surface grainée est antidérapante, ainsi que ses patins stabilisateurs. Les pieds, eux, sont en aluminium.

La chaise est livrée démontée et se monte rapidement sans outils en quelques minutes.

Disponible en blanc ou gris.

Les points forts :

- 2 espaces pour insérer la douchette
- Réglable en hauteur (8 positions)
- 2 poignées de relèvement
- Poids léger (2,6 kg)

DECLINAISONS

Couleur
Blanc

Gris

DESCRIPTION

Description de la chaise de douche percée

La chaise de douche percée PMR est un dispositif médical très utile dans les Ehpad, maisons de retraite ou hôpitaux. Elle s'installe dans une douche et permet aux personnes âgées, aux PMR ou à toute autre personne en ayant besoin, de profiter d'une douche en toute sécurité.

Grâce à ses 2 poignées de préhension et son faible poids de 2,6 kilos, elle est extrêmement facile à manipuler.

Pour la sécurité du patient, la chaise est équipée de pieds en caoutchouc antidérapants, de plus, son assise grainée offre, elle aussi, une surface antidérapante.

La chaise de douche est réglable en hauteur et propose 8 hauteurs.

Retrouvez ce modèle en format [tabouret douche PMR](#) ! Vous pourriez aussi être intéressé par le [strapontin de douche PMR](#).

Installez une barre d'appui est primordial et nous vous conseillons notre [barre d'appui PMR design](#).

Installation de la chaise de douche PMR

La chaise de douche PMR est livrée démontée. Son installation est très simple et très rapide, elle ne nécessite pas d'outils.

- Installez et fixez les tubes en aluminium avec les molettes fournies (4 molettes grises courtes et 1 molette bleue longue pour la jonction des tubes)
- Montez les 4 pieds et réglez le produit à la hauteur souhaitée

- Assurez-vous que toutes les fixations soient correctement installées
- Assurez-vous que les doigts de verrouillage des rallonges de pied soient correctement enclenchés

Pour plus de conseils d'installation, découvrez le blog sur [l'aménagement des douches PMR en centres spécialisés](#).

Caractéristiques de la chaise de douche réglable en hauteur

Matériaux :

- Pieds : aluminium
- Patins : caoutchouc
- Assise : plastique grainé

Dimensions :

- Encombrement au sol : L. 43 x l. 44 à 49,5 cm
- Dimensions assise : L. 48,5 x l. 33 x H. 35 à 53 cm
- Dimensions dossier : L. 38 x l. 22 cm (hauteur par rapport à l'assise 33 cm)

Poids : 2,6 kg

Poids maximum autorisé : 100 kg

Couleur :

- Blanc

- Gris

Retrouvez aussi la gamme de [siège d'accès au bain](#) et les [barres d'appui pour salle de bain PMR](#) !