

RINCE OEIL PORTABLE SOLUTION SALINE

Référence : 17337

RESUME

Découvrez le lave oeil portatif solution saline pour rincer abondamment les yeux des opérateurs en cas d'accident.

Ce dispositif est utilisé lors de projections de sciures, particules métalliques ou encore de poussières.

Disposant d'une œillère ergonomique, le rince oeil portable solution saline est facile à utiliser. Il suffit de tourner le dispositif, de le placer sur l'œil puis d'appuyer dessus pour un rinçage optimal.

Vous avez le choix entre un format 250 ml ou 500 ml, avec la possibilité d'ajouter en option un support mural pour plus de praticité.

Le flacon est à usage unique.

Les points forts :

- Facile d'utilisation
- Petit format
- Conforme code du travail

DECLINAISONS

Conditionnement	Support mural
250 ml	Sans
500 ml	Sans
250 ml	Avec
500 ml	Avec

DESCRIPTION

À quoi sert un lave oeil portatif solution saline ?

Le rince oeil portable solution saline est un équipement de premiers secours utilisé dans les environnements où des particules solides peuvent être projetées.

Il est particulièrement adapté aux garages, scieries, postes de soudure, où des projections de poussières, résidus métalliques ou plastiques peuvent blesser les yeux des opérateurs.

Il permet d'agir rapidement en cas d'accident, afin de limiter les lésions oculaires.

Ce lave oeil portatif solution saline sert surtout à rincer abondamment l'œil et évacuer les particules présentes dans les yeux sans les irriter.

En cas d'accident lié à des produits chimiques, veuillez d'abord utiliser le flacon solution pH neutre, puis rincer l'œil à l'aide du lave oeil portatif solution saline.

Fourni avec une œillère ergonomique et une étiquette explicative, le rince oeil portable solution saline est très simple d'utilisation.

Son capuchon le protège de la poussière et son usage est à usage unique.

Il est toutefois fortement recommandé de former les opérateurs avant toute utilisation et de contacter un médecin et de réaliser un contrôle chez un ophtalmologue.

Disponible en formats 250 ml ou 500 ml, il peut être utilisé seul ou avec un support mural à ajouter en option.

Très pratique, son petit format permet de le déplacer n'importe où. Il peut également venir compléter la [station oculaire murale](#), ainsi que votre [station mixte oculaire murale](#).

Et pour un rinçage complet du corps en cas de projections plus importantes, utilisez une [douche de sécurité professionnelle premium](#).

Étapes d'utilisation du rince oeil portable solution saline

1. Ouvrez le flacon en tournant.
2. Placez l'œillère sur l'œil.
3. Inclinez la tête en arrière.
4. Pressez le flacon contre l'œil.
5. Rincez pendant plusieurs secondes tout en maintenant l'œil ouvert.

Caractéristiques techniques du lave oeil portatif solution saline

Dimensions :

- Support 250 ml : L. 115 x P. 65 x l. 60 mm
- Support 500 ml : L. 270 x P. 80 x l. 75 mm

Poids :

- Support 250 ml : 362 g
- Support 500 ml : 630 g