

RINCE OEIL PORTABLE PH NEUTRE

Référence : 17339

RESUME

Optez pour le lave yeux portatif pH neutre pour neutraliser les substances chimiques présentes dans vos yeux.

Il est idéal pour les environnements de travail où des produits chimiques sont souvent manipulés et peuvent atteindre les yeux.

Le rince oeil portable pH neutre est le premier flacon à utiliser en cas de projection d'acides ou de bases dans les yeux.

Facile à manipuler, il possède une contenance de 250 ml.

Pour des règles d'hygiènes veillez à le jeter après la première utilisation.

Les points forts :

- Petit format
- Simple d'utilisation
- Conforme au code du travail

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un lave yeux portatif pH neutre ?

Le rince oeil portable pH neutre est utilisé en cas de projections de produits chimiques tels que des acides et bases (alcalins).

Il est notamment utilisé dans les laboratoires ou les salles

blanches.

Ce lave yeux portatif pH neutre est un équipement de premiers secours qui va permettre de rincer rapidement et abondamment la blessure de l'opérateur.

Le pH neutre est une solution aqueuse, qui va venir neutraliser la substance chimique afin de limiter les lésions oculaires.

Afin d'éviter toute contamination de la solution et pour des raisons d'hygiène, il est important de jeter le rince oeil portable pH neutre après usage.

Facile à utiliser, il est équipé d'une œillère ergonomique épousant parfaitement la forme de l'œil.

Son petit format de 250 ml permet de le déplacer n'importe où, mais également de l'intégrer dans la station murale solution saline et pH neutre.

Complétez votre rinçage avec la [solution saline en flacon](#), ainsi que la [douche et lave-yeux d'urgence premium](#).

Ajoutez le rince oeil portable pH neutre dans la [douche station oculaire d'urgence mixte](#).

Utilisez la [douche d'urgence autonome avec lave-yeux](#) pour une douche complète sur des chantiers extérieurs.

Étapes d'utilisation du rince oeil portable pH neutre

Une étiquette comprenant un schéma est présente sur le flacon, mais il est recommandé de former les équipes avant toute utilisation.

Vous pouvez ouvrir le rince oeil portable pH neutre en retirant le capuchon et en tournant le dispositif.

Placez-le sur votre œil tout en inclinant la tête en arrière ou sur le côté.

Puis pressez-le afin de faire sortir la solution et de rincer abondamment votre œil en le gardant ouvert.

Appelez les urgences au plus vite et effectuez un contrôle chez un ophtalmologue afin d'éviter d'aggraver votre blessure.