

SIÈGE DE BAIN ÉLÉVATEUR Référence : 13131

RESUME

Découvrez le siège élévateur de bain pour faciliter l'accessibilité au bain.

Cet équipement vous descend et vous remonte hors du bain en douceur grâce à sa télécommande étanche dotée d'une batterie lithium-ion. Le moteur et la télécommande sont totalement étanches.

Relaxez-vous en toute sécurité grâce à sa partie capitonnée et une inclinaison du dossier de 45° maximum.

Les dimensions de l'assise sont : L. 40 x l. 50 x H. 8 à 48 cm. Les dimensions du dossier sont l. 36 x H. 65 centimètres.

Retrouvez aussi l'ensemble des [équipements d'aide à la personne](#) !

Les points forts :

- Résistance jusqu'à 140 kg
- Poids léger de 9,6 kg
- Conçu à partir de plastique léger recyclé
- Garantie à vie moteur et structure

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le siège de bain élévateur ?

Le siège de bain élévateur est particulièrement utilisé pour les personnes à mobilité réduite, touchées par un handicap ou les

personnes âgées. Il permet d'assurer une entrée et une sortie de bain en toute sécurité.

Cet équipement médical est particulièrement utile dans les Ehpad, les maisons de repos et de convalescence. Le personnel médical se déplaçant à domicile plébiscite aussi cet équipement pour faciliter la toilette des patients, lorsque ceux-ci doivent prendre un bain. En effet, ce produit offre un déplacement aisé pour le professionnel médical, grâce à son poids de 9,6 kg pouvant supporter jusqu'à 140 kg.

Ces produits pourraient aussi vous intéresser : [chaise percée pour PMR](#), [barre d'appui PMR WC](#).

Description et utilisation du siège élévateur de bain

Le siège élévateur de bain est conçu pour être immergé et résiste parfaitement à l'eau et au savon. Agréable et confortable, son assise et son dossier sont capitonnés, même sur les plages latérales. Résistant et léger, sa structure est conçue en plastique léger recyclé de qualité.

Voici les diverses mesures du fauteuil de bain :

- Dimensions assises : L. 40 x l. 50 x H. 8 à 48 cm.
(largeur avec plage latérales : 72,5 cm)
- Dimensions du dossier : L. 36 x H. 65 cm
- Dimensions de la base : L. 31 x P. 61,2 cm

L'utilisation du fauteuil d'accès au bain est très simple.

Il suffit de charger la télécommande, sa recharge maximum se fait en 3h, grâce à sa batterie lithium-ion. Placez simplement le siège dans la baignoire et déployez les rabats latéraux afin de faciliter l'accès au bain, le patient n'aura qu'à glisser sur le siège.

Ensuite, grâce à la télécommande étanche, descendez le siège.

La descente maximum dure 30 secondes, la remontée dure 45 secondes.

Une fois installé, vous constaterez que le siège s'incline à 45° maximum pour une position relax dans la baignoire.

Lors de la fin du bain, remontez le siège pour que le patient puisse sortir facilement de la baignoire.

Le moteur et la structure sont garantis à vie. La batterie de la télécommande est garantie 2 ans.

Pour équiper vos baignoires avec des équipements sanitaires PMR, choisissez parmi l'[appui baignoire pour seniors](#), un [kit marche pied avec barre d'appui](#) ou encore une [barre d'appui haute de baignoire](#).

Caractéristiques de l'élévateur de bain électrique

Matériau :

- Structure : plastique léger recyclé
- Assise et dossier : mousse imperméable capitonnée

Couleurs : Blanc et bleu

Dimensions :

- Dimensions assises : L. 40 x l. 50 x H. 8 à 48 cm (largeur avec plage latérales : 72,5 cm)
- Dimensions du dossier : L. 36 x H. 65 cm
- Dimensions de la base : L. 31 x P. 61,2 cm

Poids : 9,6 kilos

Poids maximum supporté : 140 kg

Alimentation : batterie 15 V 2.2 Ah

Temps de recharge : 3 h

Retrouvez aussi notre gamme de [barre d'appui pour douche, WC ou bain](#) ! Et pour l'accès à la piscine, retrouvez l'[élévateur de piscine mobile PMR](#).

Nous vous conseillons de lire tous nos [conseils sur les équipements PMR sanitaire](#)