

CHAISE DE DOUCHE PLIABLE À ROULETTES

Référence : 13273

RESUME

Choisissez la chaise de douche pliable à roulettes supportant une charge de 110 kilos maximum et équipée d'une assise anatomique avec une découpe avant permettant un nettoyage intime hygiénique du corps.

Pour un transport facilité, elle est équipée d'une poignée sur son dossier. Son design lui permet de se replier sur elle-même, permettant un gain de place lors du rangement dans les lieux de soins ou les domiciles non adaptés.

Deux freins arrière permettent un arrêt stable de la chaise de douche et un confort pour le patient.

Les points forts :

- Gain d'espace, chaise pliable
- Poids maximum autorisé de 110 kg
- Facilité de l'hygiène intime
- Transport simplifié
- Garantie 2 ans

Retrouvez aussi la [chaise pour porter](#) des personnes ou la [chaise pour la pesée](#).

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la chaise de douche pliable à roulettes ?

La chaise de douche pliable à roulettes est un produit indispensable pour les établissements recevant des patients nécessitant de l'aide pour leur hygiène.

Elle est équipée d'une assise avec découpe anatomique pour un nettoyage hygiénique optimal et d'un dossier équipé d'une poignée de transport.

Son assise L. 41 x l. 40 x H. 50 cm et ses accoudoirs de 20 centimètres en font une chaise confortable et ergonomique. Ses 4 roulettes pivotantes réglables permettent de transporter la chaise de 7,5 kilos plus simplement.

Découvrez aussi le [fauteuil douche PMR inclinable](#) et l'[élévateur de bain électrique](#).

Dans quels cas utiliser la chaise de douche roulante ?

En tant qu'EHPAD, hôpital, clinique et maison de retraite, la chaise de douche roulante est le produit idéal pour procéder à un nettoyage hygiénique de ses patients. Son design ergonomique permet de transporter les patients sans désagréments et ses accoudoirs limitent les basculements et chutes.

Comment s'installe le fauteuil roulant de douche pliable ?

Pour installer le fauteuil roulant de douche pliable, commencez par déplier complètement la structure. Appuyez ensuite fermement sur l'assise du fauteuil pour l'enclencher : elle s'emboîte automatiquement dans les deux supports prévus à cet effet.

Pour replier la chaise, effectuez l'opération inverse en retirant l'assise des deux supports où elle est maintenue et en rabattant la structure sur elle-même. Le verrouillage des roues pivotantes à 360° s'effectue simplement en appuyant sur les leviers situés sur les deux roues arrière.



Roue non freinée



Roue freinée

Pour savoir comment s'installent les meubles sanitaires PMR, nous vous invitons à lire l'[article de blog](#) dédié à cette thématique.

Pour se maintenir avant de s'asseoir sur la chaise, optez pour notre [barre de douche en inox pour PMR](#), mais aussi pour notre [barre coudée design PMR](#).

Caractéristiques de la chaise de douche pliable

Dimensions assise	L. 41 x l. 40 x H. 50 cm
Hauteur des accoudoirs	20 cm
Largeur entre accoudoirs	48 cm
Dimensions hors tout	L. 53 x l. 54 x H. 93 cm
Poids	7,5 kg
Charge maximale supportée	110 kg
Garantie	2 ans
Matériau	Acier
Composition du colis	Structure (x1), assise (x1) et roue réglable (x4)

Pour des besoins complémentaires, optez pour les [fauteuils électriques ambulatoires](#) et les [plateformes pèse-personnes](#).