

APPUI DE BAIGNOIRE SUR BAIGNOIRE

Référence : 13400

RESUME

Découvrez l'appui de baignoire sur baignoire qui permet de faciliter l'accès à la baignoire des personnes âgées ou en convalescence.

Cet équipement sanitaire PMR aide la personne à mobilité réduite à enjamber le rebord de la baignoire en toute sécurité.

La pose de l'appui de baignoire sur baignoire est simple et ne nécessite pas de perçage.

C'est un équipement PMR qui s'adapte à des rebords de baignoires larges de 8,5 à 14 cm.

Pour plus d'informations, découvrez l'[article sur l'aménagement d'espace sanitaire PMR](#).

Les points forts :

- Grande compatibilité aux baignoires
- Pose simple sans perçages
- Poignée capitonnée antidérapante
- Aluminium (anti-corrosion)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'appui de baignoire sur baignoire ?

L'appui de baignoire sur baignoire est le produit idéal pour rendre les personnes à mobilité réduite plus autonome

dans leur toilette. Large de 32 centimètres, il permet d'accueillir les 2 mains de l'utilisateur et il l'aide à enjamber facilement le rebord de la baignoire.

Pour un confort et une sécurité maximale, il est rembourré à l'aide de mousse et est antidérapant.

Les mâchoires de la barre d'appui de baignoire sont solides, elles permettent aux seniors et aux PMR un maintien ferme des poignets lors de son utilisation.

Il peut se rehausser et s'abaisser grâce à la molette de réglage de hauteur.

La hauteur de l'appui de baignoire est de 97 centimètres. Il rehausse un minimum de 40 cm en plus de la hauteur du rebord.

Cet équipement PMR s'adapte à des rebords de baignoire large de 8,5 à 14 cm. Il ne s'adapte pas aux baignoires de plus de 57,5 cm de haut.

Découvrez d'autres produits d'assistance PMR pour le bain comme le [marchepied barre d'appui](#) et la [barre appui prise large](#).

À qui est destinée la barre d'appui de baignoire ?

La barre d'appui de baignoire est un équipement sanitaire PMR qui convient à différentes personnes :

- Les personnes âgées, en cas de perte de mobilité et recherchant une autonomie pour la toilette à domicile.
- Les personnes en convalescence et en rééducation, après une chirurgie de la hanche, du genou ou avec un besoin temporaire d'un appui lors de l'entrée en baignoire.
- Les professionnels de la santé à domicile, recherchant des solutions simples pour sécuriser la toilette

autonome des personnes accompagnées.

Comment installer l'appui de baignoire sur baignoire ?

L'appui de baignoire sur baignoire a une pose simple et rapide. Voilà les étapes à suivre pour sa pose :

1. Placez la barre d'appui PMR en dehors de la baignoire
2. Placez les mâchoires directement sur le rebord de la baignoire et fixez-les fermement
3. Utilisez la molette pour rehausser ou abaisser le repose-mains à la taille de la personne concernée
4. Vérifiez ensuite la stabilité de l'appui de baignoire avant son utilisation

Caractéristiques de la barre d'appui de baignoire

Matériau : aluminium (anti-corrosion)

Hauteur de l'appui de baignoire : 97 cm (+40 cm minimum par rapport au rebord de la baignoire)

Épaisseur minimum des rebords : 8,5 à 14 cm maximum

Hauteur maximum du rebord de la baignoire : 57,5 cm

Largeur de l'appui de baignoire : 32 cm

Poids : 1,15 kilos

Si vous recherchez d'autres produits qui permettent une mobilité de vos patients ou des PMR découvrez aussi le [fauteuil ambulateur](#), [chaise portoir à roulettes](#) et [balance PMR médicale](#).